







4フォーマット 12 サイズ × 2 キャパシティ

			
Tip	Plate &	Spin	Cartridge
10μL 200μL 1mL	チップウェル(μ) マイクロウェル	μ-Spin mini-Spin 15mL 50mL	1mL 3mL 6mL

上記はそれぞれ **High Capacity** と **Standard Capacity** があります(BeadRem, PureOmics 除く)

BioSPE®シリーズ各フォーマットにおける 試料液量と回収量:選定上の参考値

		Sample Volume		Capacity (※1)	
		Loading	Elution	Standard (S)	High (H)
	Tip - 10μL Tip - 200μL Tip - 1000μL	~10μL ~200μL ~1000μL	10μL 10~50μL ~200μL	7μg 15μg 35μg	25μg 50μg 105μg
	96 Plate micro (※2) 96 Plate	~400μL ~1000μL	50~200μL 200~500μL	35μg 500μg	105μg 1500μg
	μ Spin Mini Spin Spin 15mL Spin 50mL	~800μL ~800μL ~4mL ~22mL	100~400μL 100~400μL ~2mL ~10mL	200μg 300μg 1500μg 3000μg	600μg 900μg 4500μg 9000μg
	Cartridge 1mL Cartridge 3mL Cartridge 6mL	~1mL ~3mL ~6mL	100~200μL 200~400μL ~1mL	250μg 700μg 1500μg	750μg 2100μg 4500μg

※1 BeadRem、PureOmics 除く ※2 Plate micro の先端はチップ形状