

スリーエム ペトリフィルム 価格表

rev.2016/09

3M=スリーエムジャパン/ペトリフィルム、3MBc=日本細菌検査/BAGcT

	販売包装仕様	定価	／枚		
3M 生菌数用	100 枚(50×2)	14,200	142		35°C 48時間
3MBc 生菌数用	200 枚(10×20)	28,200	141		AOAC OMA
3MBc 生菌数用	500 枚(10×50)	62,500	125		
3M 生菌数用 AC	1000 枚(50×20)	100,000	100		
3M 生菌数迅速測定用	50 枚(25×2)	10,500	210		35°C 24時間(一部除く)
3M 生菌数迅速測定用 RAC	500 枚(25×20)	75,000	150		AOAC OMA
3M 大腸菌群数用	50 枚(25×2)	7,100	142		35°C 24時間
3MBc 大腸菌群数用	200 枚(10×20)	28,200	141		AOAC OMA
3MBc 大腸菌群数用	500 枚(10×50)	62,500	125		
3M 大腸菌群数用 CC	1000 枚(25×40)	100,000	100		
3M 大腸菌群数 迅速用	50 枚(25×2)	8,700	174		35°C 6~14時間推定
3M 大腸菌群数 迅速用 RCC	500 枚(25×20)	63,000	126		8~24h 確定 AOAC OMA
3M <i>E.coli</i> /大腸菌群数用	50 枚(25×2)	13,200	264		35°C 24時間(48)
3M <i>E.coli</i> /大腸菌群数用	500 枚(25×20)	90,000	180		AOAC OMA
3M 大腸菌 測定用	50 枚(25×2)	13,200	264		42/44°C 24時間
3M 大腸菌 測定用 SEC	500 枚(25×20)	90,000	180		
3M 腸内細菌群数用	50 枚(25×2)	7,100	142		35°C 24時間
3M 腸内細菌群数用 EB	1000 枚(25×40)	100,000	100		AOAC OMA
3M サルモネラ属菌システム	50 枚(25×2)	11,100	222		選択 41. 5°C24時間
3M サルモネラ属菌システム	200 枚(25×8)	90,000	180		AOAC OMA
3M 同 確認用ディスク	5 枚	6,000	1,200		確認 +4~5時間
3M 同確認用ディスク	25 枚	25,000	1,000		
3M 黄ブ球菌迅速プレート	50 枚(25×2)	11,100	222		35/37°C 24時間
3M 黄ブ球菌迅速プレート STX	500 枚(25×20)	90,000	180		AOAC OMA
3M 同 確認用ディスク	20 枚	3,200	160		確認 +1~3時間
3M 同確認用ディスク	100 枚	13,700	137		
3M カビ・酵母用	100 枚(50×2)	26,300	263		20~25°C 3~5日
3M カビ・酵母用 YM	1000 枚(50×20)	200,000	200		AOAC OMA
3M カビ・酵母 迅速用	50 枚(25×2)	15,800	316		25~28°C 48時間
3M カビ・酵母 迅速用 RYM	500 枚(25×20)	120,000	240		AOAC OMA
3M リステリア環境用	50 枚(25×2)	26,300	526		1時間
3M リステリア環境用 EL	200 枚(25×8)	79,000	395		+35/37°C 28時間
3M リステリア環境用 拭取り	50 セット	20,000	400		