



BIOO SCIENTIFIC™

製造: BIOO Scientific

QuickSTAR® Strip Reader

AuroFlow イムノクロマト キットシリーズ 解析用 QuickSTAR® ストリップリーダー



BIOO Scientific 社の AuroFlow イムノクロマト キットシリーズ用結果判定/解析リーダー。ストリップのライン読取を約 5 秒で行います。

タッチペン入力ハンドヘルド型で、テストおよびコントロールのラインシグナル値とスキャナ画像を、スクリーン表示およびメモリ保存します。

QuickSTAR データ管理ソフトウェア(同梱)と Windows Mobile デバイスセンターでお手持ちの Windows PC と同期が可能、Microsoft Excel スプレッドシートにも出力できます。

【性能・仕様】

読み取り処理速度 最大 500 本/時間 Li-ion バッテリー内蔵 寸重 約 20x10x5cm

【同梱品】

ストリップアダプター、校正カートリッジ、USB+電源ケーブル、英語版ソフトウェア(CD-ROM)(Windows 7 / 8)

【ご注文情報】

QuickSTAR ストリップリーダー (3246BS9001)

この製品はコンピューター無しでも使用できますが、データを PC に保存・同期するには、同梱のデータ管理ソフトウェアをインストールした PC への USB 接続が必要です。PC にソフトウェアをインストールする際には、Windows Mobile デバイスセンターを設定するため、PC をインターネットに接続する必要があります。(対応 PC: Windows 7, 8, 8.1)

PRACTICAL

株式会社 **プラクティカル**

〒260-0032 千葉市中央区登戸 1-18-10
TEL 043-242-0425 FAX 043-242-0445
mail@practical.jp http://www.practical.jp